




LANDAUER[®] direct

VOTRE DOSIMÉTRIE EN LIGNE

Avec LANDAUER[®], bénéficiez d'un outil pratique, simple et complet pour gérer votre dosimétrie en ligne : LANDAUER direct[®]. Un service inclus dans votre abonnement de suivi dosimétrique.

LANDAUER direct est un site web sécurisé, accessible 24h/24 et 7j/7 à l'adresse www.landauerdirect.fr. Grâce à cet outil, la PCR et les médecins du travail ont, à tout moment, la possibilité de suivre leur abonnement et la dosimétrie de leurs travailleurs.



LANDAUER DIRECT, N°1 DE LA DOSIMÉTRIE EN LIGNE

- Interface conviviale
- Gestion de votre dosimétrie en toute autonomie
- Alertes email de suivi (non rendus, fortes doses)
- Accès aux doses travailleurs et ambiance sous 24h
- Documents dématérialisés et archivés
- Fonctionnalités avancées (import/export de fichiers, sélections multiples, bilans dosimétriques...)

Plus de 6 000 PCR et médecins du travail déjà connectés, et vous ?



LANDAUER DIRECT®, AU-DELÀ DU DOSI

Un service en ligne pratique, simple, complet

UN SERVICE INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT

Destiné uniquement aux clients LANDAUER, LANDAUER direct est un portail Internet sécurisé accessible 24h/24, 7j/7.

Pour vous connecter, tapez www.landauerdirect.fr.

UN ACCES SÉCURISÉ

Pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données, le site LANDAUER direct est accessible grâce à un code d'accès unique. Ce code, personnel et confidentiel, est composé d'un login et d'un mot de passe. Lors de la première connexion au site, le mot de passe doit être changé.

Obtenez votre code d'accès en 3 clics !

1. Connectez-vous à www.landauerdirect.fr
2. Cliquez sur « Demandez vos codes d'accès »
3. Remplissez le formulaire, puis validez

Votre demande d'accès est confirmée par e-mail. Vos codes d'accès seront envoyés de manière confidentielle à l'administrateur de votre compte.



POUR TOUS LES ACTEURS EN RADIOPROTECTION

Administrateur de compte


L'administrateur de votre abonnement est la personne signataire du contrat de suivi dosimétrique.

Conseiller Radioprotection ou Médecin du travail

Toute demande d'accès aux comptes et aux doses par le Conseiller Radioprotection ou le Médecin du travail doit être demandée à l'administrateur du compte pour lequel il en fait la demande.

L'administrateur de compte configure les droits d'accès sur LANDAUER Direct via la rubrique « vos utilisateurs / gestion de profil ».

Les accès au site LANDAUER direct sont différenciés selon ces profils.




| Sur Internet aussi, LANDAUER vous accompagne.

MÈTRE

IDENTIFICATION OPTIMALE


Se connecter sur www.landauerdirect.fr, c'est découvrir un ensemble de services.

- Visualisez votre abonnement en un coup d'œil**
 cartographie de votre compte, liste et volumétrie de vos porteurs, de vos dosimètres, calendrier de production
- Réalisez toutes vos opérations courantes**
 création, désactivation et transfert de porteurs et de prestations, rendu nominatif des dosimètres visiteurs, export des données sous Excel®
- Pilotez votre activité**
 traçabilité de vos dosimètres et de leur statut (retourné, non rendu), historique des actions/événements, suivi des colis, édition de bilans dosimétriques
- Restez informé par e-mail au quotidien**
 abonnement à des alertes « fortes doses », « dosimètres en attente de retour » et compte rendu des modifications pour mieux suivre votre dosimétrie
- Consultez vos doses en temps réel**
 résultats, cumuls, historiques, synthèses de doses de vos travailleurs et de vos dosimètres d'ambiance, accès aux rapports de contrôle dématérialisés
- Téléchargez vos documents en pdf**
 rapports de contrôle standards et individuels, factures, bordereaux de livraison




Toutes les fonctionnalités facilement accessibles via le menu

Vos données présentées sous forme de graphiques



Visualisez votre compte en un coup d'œil avec l'arborescence



Accédez à vos calendrier de production

Les + LANDAUER direct

- Vos calendriers de production
- La gestion des dosimètres non rendus
- Vos rapports annuels individuels en ligne
- Les dosimètres trimestriels avec des périodes décalées
- L'import/export de fichiers «.csv» (type SISERI)
- Des commandes simples et facilitées
- Les sélections multiples en 1 clic (ajout, désactivation, transfert)
- Plus d'informations sur vos porteurs (catégorie travailleur, métier, n° carte de suivi médical)



Accès aux doses et aux rapports de contrôle standards et individuels

> DÉCOUVRIR LANDAUER DIRECT

Vous souhaitez en savoir plus ou préférez avoir une démonstration en live, LANDAUER se tient à votre disposition pour ne démonstration de LANDAUER direct en présentiel ou par webinar.

Pour toute demande, écrire à service@landauer.fr.



Génération de bilans dosimétriques

> UNE UTILISATION FACILITÉE

Une assistance en ligne

Bénéficiez sur LANDAUER direct d'une aide en ligne comprenant une FAQ et des démonstrations.

Votre Conseiller Client

Grâce à un dispositif de connexion interactif, votre Conseiller Client peut naviguer en même temps que vous, sur votre espace LANDAUER direct pour vous guider dans vos démarches.

A votre disposition du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, sans interruption :

- par téléphone : +33 (0)1 40 95 62 90
- par e-mail : service@landauer.fr



Paramétrage d'alertes e-mail (non rendus, alertes fortes doses...)



Téléchargement de documents

Vos résultats dosimétriques,
sur **LANDAUER direct**